

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

ETÜVLER

WF-HT SERİSİ



- Yeni dikey tasarım, soğuk haddeleme çelik elektrostatik püskürtme dış yüzey .
- Kolay temizlik için yeni tasarım, paslanmaz çelik iç hazneyi ve köşelerde yarım daire biçimli yayları ile kolay kullanım. Haznedeki raflar arasındaki boşluk ayarlanabilir. İki tarafı ısıtma havası geçişi ve alt ısıtma kapağı hızlı bir şekilde monte edilebilir ve demonte edilebilir.
- PID kontrollü akıllı sıcaklık kontrol
- Bağımsız sesli ve görünür sıcaklık sınırlayıcı alarm sistemi, sıcaklık sınırı aşıldığında gücü otomatik olarak keser, deneylerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve olası hataların önüne geçilmesini sağlar
- Zaman modu ile (0-9999dak) arasında veya sonsuz çalışma
- Hava ve sıcaklığın sabit kalmasını sağlayan dikey çift kanal kaplama ve santrifüj fanı ile düşük sesli fan sıcaklığının 50 °C'nin altında olmasını sağlar.
- Türbinli santrifüj fan çok daha fazla süre sorunsuz şekilde kullanılmasını sağlar.
- Geniş, içi boş temperli cam gözlem penceresi, ayarlanabilir hava geçirmez kilidi ve silikon kauçuk conta ile yüksek kaliteli ısı yalıtımı

Model	WF-HT45	WF-HT65	WF-HT125	
Çevrim Modu	Kuvvetli konveksiyon			
Fonksiyon	Sıcaklık Aralığı	Ortam Sıcaklığı: +10 °C, Maks. Etüv Sıcaklığı: +300 °C		
	Sıcaklık Hassasiyet Oranı	0.1 °C		
	Gösterge Artışı	+1 °C		
	Sıcaklık Homojenliği	% +2.5		
Malzeme	İç Oda	Paslanmaz Çelik		
	Dış Kabuk	Soğuk hadde çeliği		
	Yalıtım Katmanı	Yüksek kalite taş yünü (CE)		
	Isıtıcı	Paslanmaz Çelik		
	Güç	1.2kW	1.6kW	2.3kW
Çıkış Hortumu	Ø28 mm			
Kontrol	Sıcaklık Kontrol Modu	PID sıcaklık kontrolü		
	Sıcaklık Ayar Modu	Dokunmatik kontrol		
	Sıcaklık Ekran Modu	Sıcaklık Ölçümü; Üstteki dijital ekranda gösterir, Sıcaklık Ayarı; Ekran alt satırında		
	Zamanlayıcı	0 - 9999 dak. (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile)		
	Çalışma Fonksiyonu	Sabit sıcaklıkta çalışma, zamanlama işlevi ve otomatik durdurma		
	Ek İşlev	Sensör sapması düzeltilmesi, sıcaklık aşımı kendini ayarlama, dahili parametre kilitleme, parametre belleği kapanmaz		
	Sensör	PT100		
Özellik	İç Hazne Boyutu (G*U*Y)(mm)	350*350*350	400*360*450	500*450*550
	Dış Boyut (G*U*Y)(mm)	490*540*730	540*550*830	640*640*930
	Paket Boyutu	590*625*885	690*695*985	740*725*1085
	Hacim	45L	65L	125L
	Raf Sayısı	7	9	13
	Raf Başına Yük	15 kg		
	Raf Alanı	35 mm		
	Güç Aralığı (50/60HZ)	AC220V/5.5A	AC220V/7.2A	AC220V/10.5A
NW/GW (kg)	37/43	44/49	60/66	
Aksesuar	Raf	2		
	Raf Çerçevesi	4		
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Yedek raf			