



## ISO 17034 Standart Çözümleri

### Standartlarınıza ulaşmak için ISO referans materyalleri

DIN EN ISO 17034:2017, Sertifikalı Referans Materyalleri (CRM) üretmek için uluslararası alanda en çok tanınan akreditasyondur. Hach, 2022'den beri pH ve İletkenlik için ISO 17034 sertifikalı standartlar sunmaktadır.

Akreditasyonda yer alan gereklilikler, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca kontrol sahibi olmayı garanti eder. Ham maddelerden üretim planlama ve kontrolüne, izlenebilirliğe, stabilite çalışmalarına, paketlenme ve dokümantasyon yönetimine kadar her şeyi önemsiyoruz.

Bununla birlikte, bu standartlar kullanıcıya tam güven sağlamak için mümkün olan en yüksek düzeyde kalite güvencesi sunar.

Hach Lange GmbH, Alman akreditasyon kurumu DAKkS tarafından DIN EN ISO 17034:2017'ye göre kayıtlı referans malzeme üreticisi olarak akredite edilmiştir. ISO 17025 ile karşılaştırıldığında ISO 17034, ürünlerin güvenilir ve izlenebilir üretimi için ek bir gerekliliğe sahiptir.

### Analizinizden emin olun

Hach'ın sertifikalı analitik standartları, cihazlarınızın mükemmel şekilde kalibre edilmesini ve en doğru sonuçları vermesini sağlamak için tamamen güvenilir olacak şekilde üretilmiştir. Özel uzmanlardan oluşan bir ekip, analizinizi desteklemeye ve teknik dokümantasyon sağlamaya hazırdır. En üst düzeyde üretilen ve kalifiye edilen önceden hazırlanmış standart çözeltileri kullanarak değerli zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz.

### Kalite güvencesi

Hach standart solüsyonları, üretim, malzeme ve kalite kontrol alanlarındaki yüksek standartlara uygun olarak tutarlılık açısından sertifikalandırılmıştır.

Parça Numarası	Ürün açıklaması	TRY Fiyat
S11M003	pH 6,865 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, IUPAC, 500 mL	
S11M007	pH 10,012 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, IUPAC, 500 mL	
S51M004	1015 $\mu$ S/cm Sertifikalı Referans Madde CRM İletkenlik Standart Çözeltisi,%0,05 NaCl, 500 mL	
S51M001	111,3 mS/cm Sertifikalı Referans Madde CRM OIML İletkenlik Standart Çözeltisi, KCl 1 D, 500 mL	
S11M001	pH 1,679 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, IUPAC, 500 mL	
S51M013	25 $\mu$ S/cm Sertifikalı Referans Madde CRM İletkenlik Standart Çözeltisi, NaCl, 250 mL	

Parça Numarası	Ürün açıklaması	TRY Fiyat
S11M002	pH 4,005 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, IUPAC, 500 mL	
S11M008	pH 12,45 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, IUPAC, 500 mL	
S11M004	pH 7,000 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, 500 mL	
S51M002	12,85 mS/cm Sertifikalı Referans Madde CRM OIML İletkenlik Standart Çözeltisi, KCl 0,1 D, 500 mL	
S51M003	1408 µS/cm Sertifikalı Referans Madde CRM OIML İletkenlik Standart Çözeltisi, KCl 0,01 D, 500 mL	
S11M005	pH 7,413 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, IUPAC, 500 mL	
S11M006	pH 9,180 Sertifikalı Referans Madde CRM Tampon Standart Çözeltisi, IUPAC, 500 mL	